

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 1 Preparaty do mycia i dezynfekcji

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa /Wytwórca
1	Preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia szerokie spektrum biobójcze: bakteriobójcze (w tym przeciwko MRSA), grzybobójcze w czasie max. 5 minut i stężeniu 0,5%, prątkobójcze(M. avium, M. terra), wirusobójcze (działanie wobec wirusa Noro, Adeno, Polio) w czasie max. 15 minut i stężeniu 0,25%. Preparat bez zawartości alkoholu, aldehydu, związków utleniających, fenoli. Preparat przebadany zgodnie z normami obszaru medycznego. Do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością po wyschnięciu nie pozostawia smug, zdezynfekowana powierzchnia nie wymaga splukiwania.	op a 2 l	180					
2.	Preparat bezaldehdowy, na bazie alkoholu :10% etanol, 20% propan-2-ol, propionian didecyldimetyloamoniowy, składniki ochronne w 100g wyrobu. Preparat przeznaczony do dezynfekcji szybkiej dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni, nieinwazyjnych wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholi takich jak: aparatura medyczna, łóżka i fotele zabiegowe, sprzęt rehabilitacyjny, szafki pacjenta, poręcze łóżek szpitalnych, białe stołów medycznych, także tych mających styczność z żywnością. Spektrum bójcze Bakterie (w tym MDRO: MRSA, VRE, A. baumannii, K. pneumoniae, S. typhimurium, L. pneumophila) EN 13727 EN 14561 w czasie1 minuta, Prątki (M. avium, M.terrae) EN 14348 w czasie 5 minut, Grzyby EN 13624 EN 14562 w czasie1 minuta, Wirusy (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia) EN 14476 w czasie 5 minut.	op a 1 l	200					
3.	Alkoholowo-wodny żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania na bazie alkoholu etylowego max 72%,hipoalergiczny szerokie spektrum biobójcze : bakteriobójczy, prątkobójczy(M. avium, M. terra), grzybobójczy(C. albicans, A. brasiliensis), wirusobójczy (Noro, Adeno, Polio) o działaniu natychmiastowym i przedłużonym działaniu dezynfekującym do 3 h odczyn zbliżony do pH skóry. Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu dozowników ramieniowych na preparaty do dezynfekcji w systemie Sterisol, zaofertowane preparaty winny być kompatybilne z posiadanymi dozownikami.	op a 700 ml	1600					
4.	Emulsja hipoalergiczna do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i ciała, zawiera substancje pielęgnujące skórę, bez konserwantów, czysta mikrobiologicznie przez cały okres dozowania. Konfekcjonowana w jednorazowe, hermetyczne woreczki z laminatu np.PE/PETP o pojemności 700 ml zakończone zaworem dozującym. Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu dozowników ramieniowych na preparaty do dezynfekcji w systemie Sterisol, zaofertowane preparaty winny być kompatybilne z posiadanymi dozownikami.	op a 700 ml	600					
5.	Preparat na bazie naturalnych surowców do pielęgnacji rąk. Zawierający właściwości nawilżające, natłuszczające i regenerujące skórę, łatwo rozprowadzający się i szybko wchłaniający się.Wysokiej czystości mikrobiologicznej, nie może zawierać konserwantów, bakteriostatyków i substancji mogących powodować odczyn niepożądane .Konfekcjonowane w jednorazowych pojemnikach, zabezpieczonych podwójną zastawką mikrobiologiczną. Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu dozowników ramieniowych na preparaty do dezynfekcji w systemie Sterisol, zaofertowane preparaty winny być kompatybilne z posiadanymi dozownikami.	op a 700 ml	100					
6.	Chusteczki flizelinowe nasączone preparatem na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych, małych powierzchni i wyposażenia spektrum biobójcze: bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze podczas stosowania nie wymagają ochrony rąk możliwość stosowania do powierzchni pozostających w kontakcie z żywnością po zastosowaniu zdezynfekowana powierzchnia szybko schnie i pozostaje wolna od smug i plam chusteczki gotowe do użycia, w rozmiarze min.13,5cm x 20cm konfekcjonowane w pojemniki z możliwością uzupełniania	pojemnik a 100 szt	100					
7.	Chusteczki flizelinowe nasączone preparatem na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych, małych powierzchni i wyposażenia spektrum biobójcze: bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze podczas stosowania nie wymagają ochrony rąk możliwość stosowania do powierzchni pozostających w kontakcie z żywnością po zastosowaniu zdezynfekowana powierzchnia szybko schnie i pozostaje wolna od smug i plam chusteczki gotowe do użycia, w rozmiarze min.13,5cm x 20cm wkład kompatybilny z pojemnikiem w pozycji nr 6	wkład a100 szt	400					
8.	Suche chusteczki inkrustowane chlorem do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni, wyposażenia, miejsc zanieczyszczonych organicznie oraz usuwania plam krwi spektrum biobójcze: bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze (w tym: HIV, HBV, HCV, Polio, Adeno), sporobójcze (C. difficile, C. difficile 027, C.perfringens, B.subtilis). aktywacja chusteczki poprzez nasączenie jej zimną wodą. rozmiar chusteczki min.19 cm x 24 cm	op a 25 szt	100					

10	Preparat myjąco-dezynfekcyjny do dużych powierzchni na bazie QAV bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadftlenowych. Skuteczność mikrobójcza w stężeniu 0,5%: bakterie (w tym Legionella), grzyby (C.albicans), prątki (Mycobacterium avium oraz Mycobacterium terre), wirusy: BVDV (HIV, HBV, HCV, Rota) z możliwością poszerzenia działania wobec wirusów Vaccinia, Noro, Adeno oraz grzybów Aspergillus niger. Przebadany zgodnie z obowiązującą zbiorczą normą europejską dla obszaru medycznego tj. EN 14 885 lub metodą zaakceptowaną przez Prezesa URPLWMiPI.; skuteczność wirusobójcza zgodnie z normą EN 14 476 lub zgodnie z wytycznymi RKI. Możliwość stosowania w obecności pacjentów, na oddziałach dziecięcych Możliwość stosowania do powierzchni i urządzeń mających jak i nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością. Przyjemny zapach, nie pozostawia smug, nie ma konieczności płukania myłych powierzchni. Produkt biobójczy. Kantysty 5 l dostosowane do automatów dozujących typu QFM R-Gab High Flow.	op a 5l	20					
11	Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji oraz mycia powierzchni oraz nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Na bazie mieszaniny związków amoniowych pozbawionych alkoholu, pochodnych fenolowych, nadtlenu wodoru, chloru. Przebadany zgodnie z EN, skuteczny w warunkach brudnych. Wykazujący aktywność bójczą na: B, F, Tbc, V (Polio, Adeno, Noro) oraz S w czasie 1 minuty, Możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych i do dezynfekcji zabawek. Wyposażony w spryskiwacz dwufunkcyjny. Wyrób medyczny Kl. IIA. Opakowania: butelka 1l ze spryskiwaczem	op a 1l	300					
12	Wyrób medyczny do bezobsługowej dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz wyposażenia medycznego za pomocą dyfuzji środka dezynfekcyjnego o dużej kompatybilności materiałowej i możliwości stosowania w obecności sprzętu elektronicznego. Czas dezynfekcji 3-5 minut, pomieszczenie zamknięte przez 1godz, B(Tbc),F,V. Wyrób medyczny klasy II opakowanie 50 ml.	50 ml	20					
13	Płyn na bazie etanolu 79,9 g na 100g wyrobu do dezynfekcji rąk i skóry przed zabiegami oraz małych powierzchni wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu; spektrum biobójcze: bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze natychmiastowe i przedłużone działanie dezynfekujące z dodatkiem substancji nawilżających	op a 250 ml z atomizerem	200					
14	Płynny, trójenzymatyczny preparat na bazie detergentów do manualnej dezynfekcji i mycia zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i wyrobów medycznych spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, sporobójczy niskie stężenie roztworu roboczego i krótki czas działania : 0,5% -15 minut usuwa biofilm i rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne wysoka kompatybilność materiałowa - może być stosowany do dezynfekcji wszystkich rodzajów wyrobów medycznych neutralne pH roztworu i zawartość substancji antykorozyjnych chroni narzędzia przed korozją	op a 2l z dozownikiem	10					
15	Płynny, trójenzymatyczny preparat na bazie detergentów do manualnej dezynfekcji i mycia zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i wyrobów medycznych spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, sporobójczy niskie stężenie roztworu roboczego i krótki czas działania : 0,5% -15 minut usuwa biofilm i rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne wysoka kompatybilność materiałowa - może być stosowany do dezynfekcji wszystkich rodzajów wyrobów medycznych neutralne pH roztworu i zawartość substancji antykorozyjnych chroni narzędzia przed korozją	op a 5l	12					

RAZEM:

Zamawiający wymaga, na czas trwania umowy dostarczyć bezpłatnie dozowniki do poz. 3,4,5 (120 szt/rok)

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 2 Preparaty do mycia i dezynfekcji

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa /Wytwórca
1	Preparat w postaci tabletek dezynfekcyjnych na bazie aktywnego chloru zawierający dichlorozocyjanuran sodu oraz kwas adypinowy (do 20%), Spektrum działania :B, F, V (polio,adeno), prątki -w stężeniu 1000ppm- 15 min, Clostridium Difficile-10 000ppm-15 min. Preparat przebadany wg normy EN14885 - obszar medyczny. Opakowanie 300 tabletek Możliwość użycia w pionie żywieniowym i łączenia z neutralnym detergentem.	op a 300 tabl	240					
2	Preparat dezynfekcyjny w postaci koncentratu do powierzchni oraz profilaktyki przeciwgrzybiczej. aktywny wobec bakterii, łącznie z MRSA, grzybów i wirusów: HBV, HCV, HIV,	op a 6 l	12					
3	Gotowe do użycia chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG) Nie zawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających. Oparte o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Pojedyncza chusteczka o wymiarach min. 20 x 20 cm. Opakowanie – tuba zawierająca min. 200 szt. chusteczek odrywanych pojedynczo. Spektrum działania: B, F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc - do 15 min. Okres przydatności po otwarciu min. 3 m-c. Wyrób medyczny kl. IIA	op a 200 szt	150					
4	Gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Zawierające w składzie mieszaninę alkoholi alifatycznych (etanol 12-15 g/100 g, izopropanol 15-20 g/100 g) charakteryzujące się kompatybilnością materiałową pozwalającą na dezynfekcję ekranów dotykowych, wyświetlaczy, klawiatur, powierzchni mebli. Przebadane zgodnie z PN EN 16615:2015 w 1 minutę. Rozmiar chusteczki min.20x20 cm, gramatura 50 g/m2, opakowanie typu flow-pack zawierające 100 szt chusteczek. Okres przydatności po otwarciu min. 28 dni.	op a 100 szt	600					
5	Gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni medycznych i powierzchni trudnodostępnych. Zawierający w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol) w ilości min. 60g/100g propanolu z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, bez dodatkowych substancji czynnych np. związków amoniowych, aldehydów i innych. Możliwość stosowania do poliwęglanów. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (Candida Albicans, Aspergillus Niger, Tbc (M.Terrae), V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min.	op a 1 l	200					
6	Gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni medycznych i powierzchni trudnodostępnych. Zawierający w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol) w ilości min. 60g/100g propanolu z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, bez dodatkowych substancji czynnych np. związków amoniowych, aldehydów i innych. Możliwość stosowania do poliwęglanów. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (Candida Albicans, Aspergillus Niger, Tbc (M.Terrae), V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min.	op a 10 l	90					
7	Alkoholowy płynny preparat przeznaczony do dezynfekcji higienicznej oraz chirurgicznej rąk. Zawierający w składzie mieszaninę alkoholi alifatycznych (w tym etanol min. 78g/100g produktu) oraz dodatkową substancję z innej grupy chemicznej (difenylol). Nie zawierający barwników, substancji zapachowych, chlorheksydyny, QAC. Higieniczna dezynfekcja rąk 30s. chirurgiczna 1,5 min. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Herpes simplex, Noro, Adeno, Polio, Vaccinia, SARS). Produkt biobójczy.	op a 5 l	200					
8	Koncentrat do sporobójczej dezynfekcji wysokiego poziomu narzędzi chirurgicznych i wyrobów medycznych. Na bazie poliamin oraz składników myjących.Nie zawiera aldehydów, związków uwalniających chlor, aktywnego tlenu i nie wymaga aktywatora. Skuteczny przeciw sporom bakterii: Clostridium difficile i Bacillus subtilis. Sporobójcza dezynfekcja w czasie 5 minut. Spektrum działania: bakteriobójczy, pratkobójczy,grzybobójczy i wurosbójczy (w tym Polio, Adenowirus, Norowirus), kompatybilność materiałowanie, nie powoduje korozji.	op a 5 l	12					
RAZEM:								

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)