

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 1 Preparaty do mycia i dezynfekcji

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa /Wytwórca i numer katalogowy
1	Preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia szerokie spektrum biobójcze: bakterio-bójcze (w tym przeciwko MRSA, Acinetobacter baumannii BLSE, Enterobacter aerogenes BLSE, Enterobacter cloacae BLSE, Escherichia coli BLSE, Salmonella enteritidis),prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze (działanie wobec wirusa Rota w ciągu 5 minut) stężenie roztworu roboczego 0,25 % czas działania 15 minut do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością po wyschnięciu nie pozostawia smug, zdezynfekowana powierzchnia nie wymaga splukiwania	op a 1 l	140					
2.	Bezaldehydowy preparat na bazie jednego alkoholu etylowego 72 g w 100g wyrobu. Preparat przeznaczony do dezynfekcji szybkiej dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni, nieinwazyjnych wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholi takich jak: aparatura medyczna, łóżka i fotele zabiegowe, sprzęt rehabilitacyjny, szalki pacjenta, poręcze łóżek szpitalnych, blaty stołów medycznych, także tych mających styczność z żywnością. Spektrum bójcze B (w tym MRSA) EN 13727 15 sek., F (C. albicans, Aspergillus niger) EN 13624 15 sek. Tbc(M. terrae) EN 14348 30 sek. (M. avium) EN 14348 60 sek wirusy (Polio, Adeno, Noro w tym wirusy otoczkowe HAV, HBV, HCV, HIV, Herpesviridae) EN 14476 15 sek.	op a 1 l	400					
3.	Alkoholowo-wodny żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania na bazie alkoholu etylowego, hipoałergiczny szerokie spektrum biobójcze : bakterio-bójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy natychmiastowe i przedłużone działanie dezynfekujące odczyn zbliżony do pH skóry*	op a 700 ml	1000					
4.	Emulsja hipoałergiczna do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i ciała zawiera substancje pielęgnujące skórę konfekcjonowana w jednorazowe, hermetyczne woreczki z laminatu PE/PETP o pojemności 700 ml zakończone zaworem dozującym*	op a 700 ml	400					
5.	Preparat na bazie naturalnych surowców do pielęgnacji rąk. Zawierający właściwości nawilżające, natłuszczające i regenerujące skórę, łatwo rozprzodkający się i szybko wchłaniający się.Wysokiej czystości mikrobiologicznej, nie może zawierać konserwantów, bakterio- i substancji mogących powodować odczyn niepożądane.Konfekcjonowane w jednorazowych pojemnikach, zabezpieczonych podwójną zastawką mikrobiologiczną. Kompatybilne z systemem dozującym Sterisol.	op a 700 ml	100					
6.	Chusteczki flizelinowe nasączone preparatem na bazie alkoholi do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych, małych powierzchni i wyposażenia spektrum biobójcze: bakterio-bójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze podczas stosowania nie wymagają ochrony rąk możliwość stosowania do powierzchni pozostających w kontakcie z żywnością po zastosowaniu dezynfekowana powierzchnia szybko schnie i pozostaje wolna od smug i plam chusteczki gotowe do użycia, w rozmiarze min.13,5cm x 20cm konfekcjonowane w pojemniki z możliwością uzupełniania	pojemnik a 100 szt	56					
7.	Chusteczki flizelinowe nasączone preparatem na bazie alkoholi do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych, małych powierzchni i wyposażenia spektrum biobójcze: bakterio-bójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze podczas stosowania nie wymagają ochrony rąk możliwość stosowania do powierzchni pozostających w kontakcie z żywnością po zastosowaniu dezynfekowana powierzchnia szybko schnie i pozostaje wolna od smug i plam chusteczki gotowe do użycia, w rozmiarze min.13,5cm x 20cm wkład kompatybilny z pojemnikiem w pozycji nr 5	wkład a100 szt	160					

8.	Suche chusteczki inkrustowane chlorem do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni, wyposażenia, miejsc zanieczyszczonych organicznie oraz usuwania plam krwi spektrum biobójcze: bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze (w tym: HIV, HBV, HCV, Polio, Adeno), sporobójcze (C. difficile, C. difficile 027, C.perfringens, B.subtilis). aktywacja chusteczki poprzez nasączenie jej zimną wodą. rozmiar chusteczki min.19 cm x24 cm	op a 25 szt	20					
9.	Preparat myjąco-dezynfekcyjny do dużych powierzchni na bazie QAV bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlennowych, glukoprolaminy. Skuteczność mikrobójcza w stężeniu 0,5%: bakterie (w tym Legionella), grzyby (C.albicans), prątki (Mycobacterium avium oraz Mycobacterium terre), wirusy: BVDV (HIV, HBV, HCV, Rota) z możliwością poszerzenia działania wobec wirusów Vaccinia, Noro, Adeno oraz grzybów Aspergillus niger. Przebadany zgodnie z obowiązującą zbiorczą normą europejską dla obszaru medycznego tj. EN 14 885 lub metodą zaakceptowaną przez Prezesa URPL,WM,PL; skuteczność wirusobójcza zgodnie z normą EN 14 476 lub zgodnie z wytycznymi RKI. Możliwość stosowania w obecności pacjentów, na oddziałach dziecięcych i noworodkowych (deklaracja producenta). Możliwość stosowania do powierzchni i urządzeń mających jak i nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością. Przyjemny zapach, nie pozostawia smug, nie ma konieczności płukania mytych powierzchni. Status klasyfikacyjny – produkt biobójczy. Kanistry 5 l dostosowane do automatów dozujących typu QFM R-Gab High Flow.	op a 5l	40					
10.	Płyn na bazie etanolu do dezynfekcji rąk i skóry przed zabiegami oraz małych powierzchni wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu spektrum biobójcze: bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze natychmiastowe i przedłużone działanie dezynfekujące z dodatkiem substancji nawilżających	op a 250 ml z atomizerem	100					
11.	Płynny, trójenzymatyczny preparat na bazie detergentów do manualnej dezynfekcji i mycia zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i wyrobów medycznych spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy niskie stężenie roztworu roboczego i krótki czas działania : 0,5% -5 minut usuwa biofilm i rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne wysoka kompatybilność materiałowa - może być stosowany do dezynfekcji wszystkich rodzajów wyrobów medycznych neutralne pH roztworu i zawartość substancji antykorozyjnych chroni narzędzia przed korozją	op a 1l z dozownikiem	20					
12.	Płynny, trójenzymatyczny preparat na bazie detergentów do manualnej dezynfekcji i mycia zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i wyrobów medycznych spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy niskie stężenie roztworu roboczego i krótki czas działania : 0,5% -5 minut usuwa biofilm i rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne wysoka kompatybilność materiałowa - może być stosowany do dezynfekcji wszystkich rodzajów wyrobów medycznych neutralne pH roztworu i zawartość substancji antykorozyjnych chroni narzędzia przed korozją	op a 5l	8					
Razem:								

* poz.3 i 4 Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu dozowników ramieniowych na preparaty do dezynfekcji w systemie Sterisol, zaoferowane preparaty winny być kompatybilne z posiadanymi dozownikami.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 2 Preparty do mycia i dezynfekcji								
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa /Wytwórca i numer katalogowy
1	Preparat dezynfekcyjny na bazie stabilizowanego, aktywnego chloru w postaci tabletek szerokie spektrum skuteczności mikrobiologicznej, bezpieczny dla wszelkich powierzchni, także aluminiowych, skuteczny w niskich temperaturach i krótkim czasie działania oraz w obecności zanieczyszczeń organicznych, możliwość stosowania do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością, właściwości wybielające i dezodorujące, nadaje się doskonale do dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach sanitarnych (sanitariaty, kratki ściekowe, zlewy).	op a 300 tabl	140					
2	Preparat dezynfekcyjny w postaci koncentratu do powierzchni oraz profilaktyki przeciwgrzybiczej. aktywny wobec bakterii, łącznie z MRSA, grzybów i wirusów: HBV, HCV, HIV,	op a 6 l	36					
3	Koncentrat do sporobójczej dezynfekcji wysokiego poziomu narzędzi chirurgicznych i wyrobów medycznych na bazie poliamin oraz składników myjących nie zawiera toksycznych aldehydów, związków uwalniających chlor, aktywnego tlenu i nie wymaga aktywatora skuteczny przeciw sporom bakterii: Clostridium difficile i Bacillus subtilis sporobójcza dezynfekcja w czasie 5 minut spektrum działania: bakteriobójczy, prątkobójczy,grzybobójczy i wurosbójczy (w tym Polio, Adenowirus, Norowirus) kompatybilność materiałowa nie powoduje korozji typu Virusolve+EDS lub równoważny	op a 5 l	4					
4	Gotowe do użycia chusteczki myjąco-dezynfekujące na bazie nadtlenu wodoru do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych - także sond USG Spektrum aktywności biobójczej : bakteriobójczy 5 min., grzybobójczy 5 min., prątkobójczy, mykobakteriobójczy 15 min., wirusobójczy od 15 sek. do 15 min. (Adeno - 30-60 sekund, Noro - 15 minut, Rota - 30 sek. Polyoma SV40 - 30 sek.).	op a 100 szt	40					
5	Preparat do szybkiej dezynfekcji i mycia sprzętu medycznego i innych powierzchni nieodpornych na działanie alkoholi szerokie spektrum działania obejmujące bakterie(łącznie z MRSA), Tbc, grzyby działanie wirusobójcze (HBV, HCV i HIV,Vaccinia, Adeno, Papova i Rota) produkt gotowy do użycia dozowany w postaci piany	op a 750 ml	40					
Razem:						-	-	

.....
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
 do reprezentowania wykonawcy)