


Uniclean ML 14



1 sie 2025
WSChU Piekary Śląskie
Sterylizacja
P3 Buty

6000 s 4500 s 3000 s 1500 s 0 s
4 000 mbar 3 000 mbar 2 000 mbar 1 000 mbar 0 mbar
120,0° 90,0° 60,0° 30,0° 0,0°



Numer urządzenia 14
Numer procesu 2 147
Numer seryjny 240620
Następny przegląd 2 388
Numer programu 3
Wersja oprogramowania V10.02.01
START CYKLU 20:53:49
uszczelnienie drzwi 20:53:49
Płukanie Wstępne 20:53:55
ilość wody 183,630 l
Start/koniec 20:58:00 / 20:59:50
Temperatura min./max 19,9° / 20,9°
Mycie 21:03:46
ilość wody 169,340 l
Start/koniec 21:09:04 / 21:14:04
Temperatura min./max 55,8° / 58,4°
Detergent Dekonta AF
Stężenie 0,51% (5,1ml/l)
Płukanie Pośrednie 21:18:00
ilość wody 168,690 l
Start/koniec 21:22:29 / 21:24:19
Temperatura min./max 30,3° / 31,7°
Dezynfekcja 21:28:10
ilość wody 169,250 l
Start/koniec 21:31:44 / 21:38:12
Temperatura min./max 65,7° / 89,1°
suszenie 21:42:26
max.temperatura 113,8°
Zwolnienie ciś. uszczel. drzwi 21:52:26
TAKING OUT 21:52:57
KONIEC CYKLU 21:52:57
A0 nominalne 600
A0 Zapis 715
Początek dezynfekcji 21:31:44
Koniec dezynfekcji 21:38:12
Wynik: Proces OK

Zwolnienie: ☐ Tak ☐ Nie

Technik
Sterylizacji Medycznej

Podpis: _____