

L.p.	Opis	Nr seryjny
I.	System tomografii komputerowej Aquilion One typ TSX-301A/4C	4CB12X2042
1.	Lampa RTG	Wymieniona 14.06.2018
2.	Wózek z zestawem fantomów 6szt.	
3.	Monitor EKG HUNTLEIGH LP110 z stojakiem	774AX2A01141-12 2BA1282037
II.	KONSOLA OPERATORSKA DWUSTANOWISKOWA	
1.	Komputer CKCN-015B	2AA12X2042
2.	Monitor EIZO RS110	34066092
3.	Monitor EIZO RS110	34025092
4.	Oprogramowanie ECG- GATED SCAN SYSTEM	2BA1282131
5.	Oprogramowanie HP VARIABLE HELICAL PITCH	2BA1282321
6.	Oprogramowanie DICOM STORAGE SCP	2BA1272167
7.	Oprogramowanie DICOM MWM SCU	2BA1282544
8.	Oprogramowanie DICOM PPS SCU	2BA1282275
9.	Oprogramowanie DICOM Q/R SCP	2BA1282221
10.	Oprogramowanie DICOM Q/R SCU	2BA1282296
11.	Oprogramowanie DICOM STORAGE COMMITMENT	3BA1272114
12.	Oprogramowanie SUREXTENSION	4BA1262003
13.	Oprogramowanie BODY PERFUSION	2BA1222027
14.	Oprogramowanie DUAL ENERGY	2BA1292101
15.	Oprogramowanie FAT INDEX VIEW	2BA11Z2185
16.	Oprogramowanie ULTRA HELICAL	2BA1292016
17.	Oprogramowanie VESSEL VIEW	2BA1212049
18.	Oprogramowanie SURESUBTRACTION	3BA1282412
VI.	INSTRUKCJA OBSŁUGI	
VII.	INSTRUKCJE SERWISOWE Z KOMPLETEM PŁYT INSTALACYJNYCH	